

Einwegmanschetten Disposable cuffs

Blutsperregeräte
Tourniquets



Mit 1,5 m Manschettenschlauch
With 1.5 m cuff hose



100 Jahre

Ulrich
medical

Der schnelle Weg zur Sicherheit

Die Qualität einer Manschette ist ausschlaggebend für die Sicherheit einer Blutsperre.

Die neuen ulrich medical® Einwegmanschetten sind steril verpackt und passen somit zu 100 % in Ihr Hygienekonzept. Unabhängig von Klinik- und OP-Prozessen gewährleisten sie als Verbrauchsmaterial höchste hygienische Sicherheit und Zuverlässigkeit. Die Einwegmanschetten sind jederzeit sofort einsatzbereit und bieten Ihrem Personal damit größte Flexibilität und Arbeitserleichterung.

Erhältlich in den Größen 2XS bis 2XL (parallele Form), zudem XL (konische Form) sowie auch als IVRA Ausführung für Ihre regionalen Anästhesien, stehen Ihnen ulrich medical® Einwegmanschetten als verlässliche Partner zur Seite, die in puncto hygienische Sicherheit, Schnelligkeit, Arbeitserleichterung sowie Kosteneffizienz unschlagbar sind.

Zum Einmalgebrauch – **keine zusätzliche Zeit und Kosten** für die Wiederaufbereitung in Ihrer ZSVA
For single use – no additional time and costs for reprocessing in your CSSD

Einfache Anwendung mit Klettverschluss und zusätzlichem Sicherheitsband
Easy to apply thanks to a Velcro closure and additional safety band

Aktive Vermeidung einer Übertragungskette von MRSA-Keimen im Krankenhaus
Active prevention of a chain of MRSA microbe transmission in the hospital

Schnelle Versorgung von Notfallpatienten
Can be applied quickly for emergency patients

Konisches, schmales Design – optimale Passform und Patientenschonung (bei Größe XL)
Tapered, narrow design – optimal fit that is gentle to the patient (size XL)

Extra sichere Verbindung des Konnektors
Extra safe hook-up of the connector



The fast road to safety

Cuff quality is the key safety factor when arresting blood flow.

Sterile packaging makes the new ulrich medical® disposable cuffs a perfect fit for your hygiene concept. As a disposable product, they ensure the highest level of hygiene safety and reliability, regardless of hospital and surgical processes. Because they are ready for immediate use at any time, these disposable cuffs will maximize flexibility for your staff members, making their jobs much easier.

Available in sizes 2XS through 2XL (parallel design) and XL (tapered design), as well as IVRA versions for your local anesthesia, ulrich medical® disposable cuffs will serve you reliably in terms of hygienic safety, speed, cost effectiveness and an easier workload.



Steril verpackt – keine Gefahr der Kreuzkontamination

Sterile packaging – no risk of cross-contamination

1,5 m langer Manschettenschlauch für die sterile Anbringung

1.5 m cuff tubing for sterile attachment

Sofort sichtbare Farbkodierung am Sicherheitsband

Immediately visible color coding on the safety band

Angabe der **Manschettenslänge**
Information on **cuff length**



IHR ulrich medical®
PLUS

- + Jetzt auch drei IVRA-Größen erhältlich
- + Hochwertige Verarbeitung und Qualität, latexfrei
- + Einfache Unterscheidung der Manschettengrößen dank ulrich medical® Farbkodierung

YOUR ulrich medical®
ADVANTAGE

- + Now also available in three IVRA sizes
- + High level of workmanship and quality, latex-free
- + ulrich medical® color coding makes it easy to distinguish cuff sizes

Manschetten | Cuffs

	Bezeichnung Description	Längen Lengths	Artikelnummer Product number	
NEU NEW	IVRA Einwegmanschette XS, Oranger Konnektor	IVRA Disposable cuff XS, orange connector	30 cm (12 in)	UT 1332-IVRA-XS
NEU NEW	IVRA Einwegmanschette S, Oranger Konnektor	IVRA Disposable cuff S, orange connector	49 cm (18 in)	UT 1332-IVRA-S
NEU NEW	IVRA Einwegmanschette M, Oranger Konnektor	IVRA Disposable cuff M, orange connector	60 cm (24 in)	UT 1332-IVRA-M
NEU NEW	Einwegmanschette 2XS, Oranger Konnektor	Disposable cuff 2XS, orange connector	20 cm (8 in)	UT 1332-2XS
NEU NEW	Einwegmanschette XS, Oranger Konnektor	Disposable cuff XS, orange connector	30 cm (12 in)	UT 1332-XS
	Einwegmanschette S, Grüner Konnektor	Disposable cuff, S, green connector	49 cm (18 in)	UT 1331-S
	Einwegmanschette S, Oranger Konnektor	Disposable cuff, S, orange connector		UT 1332-S
	Einwegmanschette M, Grüner Konnektor	Disposable cuff, M, green connector	60 cm (24 in)	UT 1331-M
	Einwegmanschette M, Oranger Konnektor	Disposable cuff, M, orange connector		UT 1332-M
	Einwegmanschette L, Oranger Konnektor	Disposable cuff, L, orange connector	76 cm (30 in)	UT 1332-L
	Einwegmanschette XL, konisch, Oranger Konnektor	Disposable cuff XL, tapered, orange connector	86 cm (34 in)	UT 1332-XL
NEU NEW	Einwegmanschette XL parallel, Oranger Konnektor	Disposable cuff XL parallel, orange connector		UT 1332-XL-P
NEU NEW	Einwegmanschette 2XL, Oranger Konnektor	Disposable cuff 2XL, orange connector	107 cm (42 in)	UT 1332-2XL

Verbindungsschläuche | Connection hoses

Bezeichnung Description		Artikelnummer Product number
Verbindungsschlauch 5 m orange männlich - grün weiblich	Connection hose 5 m orange male - green female	UT 1184-500
Verbindungsschlauch 5 m - orange männlich - Safety weiblich	Connection hose 5 m - orange male - safety female	UT 1187-500
Verbindungsschlauch 5 m grün männlich - orange weiblich	Connection hose 5 m green male - orange female	UT 1190-500
Verbindungsschlauch zur Manschette 3 m, 650 mmHg - orange	Connection hose for cuff 3 m, 650 mmHg - orange	UT 1277-300
Verbindungsschlauch zur Manschette 5 m, 650 mmHg - orange	Connection hose for cuff 5 m, 650 mmHg - orange	UT 1277-500
IVRA-Verbindungsschlauch 5 m	IVRA-Connection hose 5 m	UT 1278-500

Oranger Konnektor:
Anwendung an beiden
Extremitäten
Orange connector:
Use on both extremities

Grüner Konnektor:
Anwendung an den oberen
Extremitäten (Gerätebauform
bis 2014)
Green connector:
Use on the upper extremities
(Design until 2014)



Manschetten | Cuffs

	Bezeichnung Description	Längen Lengths	Artikelnummer Product number
NEU NEW	IVRA Einwegmanschette XS, Standard-Konnektor IVRA Disposable cuff XS, standard connector	30 cm (12 in)	UT 1330-IVRA-XS
NEU NEW	IVRA Einwegmanschette S, Standard-Konnektor IVRA Disposable cuff S, standard connector	49 cm (18 in)	UT 1330-IVRA-S
NEU NEW	IVRA Einwegmanschette M, Standard-Konnektor IVRA Disposable cuff M, standard connector	60 cm (24 in)	UT 1330-IVRA-M
NEU NEW	Einwegmanschette 2XS, Standard-Konnektor Disposable cuff 2XS, standard connector	20 cm (8 in)	UT 1330-2XS
NEU NEW	Einwegmanschette XS, Standard-Konnektor Disposable cuff XS, standard connector	30 cm (12 in)	UT 1330 -XS
	Einwegmanschette S, Standard-Konnektor Disposable cuff, S, standard connector	49 cm (18 in)	UT 1330-S
	Einwegmanschette M, Standard-Konnektor Disposable cuff, M, standard connector	60 cm (24 in)	UT 1330-M
	Einwegmanschette L, Standard-Konnektor Disposable cuff, L, standard connector	76 cm (30 in)	UT 1330-L
	Einwegmanschette XL, konisch, Standard-Konnektor Disposable cuff XL, tapered, standard connector	86 cm (34 in)	UT 1330-XL
NEU NEW	Einwegmanschette XL parallel, Standard-Konnektor Disposable cuff XL parallel, standard connector		UT 1330-XL-P
NEU NEW	Einwegmanschette 2XL, Standard-Konnektor Disposable cuff 2XL, standard connector	107 cm (42 in)	UT 1330-2XL

Verbindungsschläuche | Connection hoses

ulrich medical® Manschetten können mit Verbindungsschläuchen an anderen Blutsperregeräten angeschlossen werden.
ulrich medical® cuffs can be connected to other tourniquets using connection hoses.

Bezeichnung Description	Artikelnummer Product number
Verbindungsschlauch 5 m Luer Lock weiblich - grün weiblich Connection hose 5 m Luer Lock female - green female	UT 1182-500
Verbindungsschlauch 5 m VBM Schraubgewinde männlich - orange weiblich Connection hose 5 m VBM screw thread male - orange female	UT 1186-500
Verbindungsschlauch 5 m Safety männlich - orange weiblich Connection hose 5 m safety male - orange female	UT 1188-500
Verbindungsschlauch 5 m PanGas männlich - orange weiblich Connection hose 5 m PanGas male - orange female	UT 1191-500
Verbindungsschlauch 5 m Luer Lock weiblich - orange weiblich Connection hose 5 m Luer Lock female - orange female	UT 1275-500
Verbindungsschlauch zur Manschette, Standard Konnektor Connection hose for cuff, standard connector	UT 1321-500

Standard-Konnektor:
Anbindung der Manschetten an Fremdgeräte
Standard connector:
Connection of the cuffs to third-party devices



Fördermitglied der
Deutschen Gesellschaft
für Krankenhaushygiene e.V.